

GERRESHEIMER

高品质 Gx[®] 玻璃安瓿瓶 适用于注射制剂

- ISO B、C、D 型
- 多色分离环
- 刻痕环
- 单点分割



初级包装 按需定制

紧密合作、技术支持和全面服务

Gerresheimer 是业界公认的技术领导者，跻身全球市场一流企业之列。我们提供 1–30 ml 的全系列安瓿瓶，由水解 I 级硼硅酸盐玻璃制成（符合 Ph.Eur.、USP、JP 规范）。除 ISO 规范外，多样化选项使我们能够根据您的特殊要求和需要匹配安瓿瓶的类型和特性。

多色分离环



刻痕环



单点分割



产品特性

- 60 多年的安瓿瓶生产经验
- 安瓿瓶由燧石或琥珀色的水解 I 级硼硅酸盐玻璃制成
- 尺寸从 1–30 ml 不等
- 直首柱、漏斗式和封闭式安瓿瓶（ISO B、C、D 型）以及特殊定制形状
- 各种分离系统，例如 OPC（单点分割）、CBR（多色分离环）和 SCR（刻痕环），开启力已经过优化
- 可通过最多三色代码环或使用无重金属墨水印制的自定义陶瓷印刷图案进行识别
- 对印刷图案进行彻底检查
- 内部特经硫酸铵处理，表面阻力更大
- 为实现滑动涂层和最佳排空效果进行了内部硅化
- 适用于冻干法的优化设计
- 先进生产技术和成像检查系统
- 卓越的容积稳定性，适用于高速填充和密封操作
- 符合 cGMP 规定的生产和包装
- III 型 DMF
- 生产基地分布于欧洲、美洲和亚洲，以此减轻风险

美国/加拿大：

Gerresheimer Glass Inc. (Vineland)
电话 +1 856 692 3600
info-tg-us@gerresheimer.com

墨西哥/中南美洲：

Gerresheimer Queretaro
电话 +52 442 441 1102
info-tg-us@gerresheimer.com

印度：Gerresheimer Pharmaceutical

Packaging Mumbai Pvt. Ltd. (Kosamba 工厂)
电话 +91 2646 270101 664
info-tg-in@gerresheimer.com

中国：Gerresheimer Shuangfeng

Pharmaceutical Glass (Zhenjiang) Co. Ltd
电话 +86 511 888 980 00
info-tg-euas@gerresheimer.com

GERRESHEIMER
www.gerresheimer.com

欧洲：

Gerresheimer Wertheim
电话 +49 9342 9281-69
info-tg-euas@gerresheimer.com