

*GERRESHEIMER*



Gx<sup>®</sup> 玻璃药筒  
适用于注射制剂



# 初级包装 按需定制

紧密合作、技术支持和全面服务

Gerresheimer 是业界公认的技术领导者，跻身全球市场一流企业之列。我们针对各种制药应用提供一系列多样化的玻璃药筒。产品经过多种工艺处理。其中包括硫酸铵处理，以改善选定部位的玻璃质量。

牙管壳



笔式药筒



## 产品特性

- 60 多年的药筒生产经验
- 药筒由燧石或琥珀色的水解 I 级硼硅酸盐玻璃制成
- 尺寸从 1.5 到 3.0 ml 不等，最大可按要求达到 10.0 ml
- 笔式药筒
- 牙管壳
- 可按要求特别设计和定制质量
- 外观检查系统可 100% 控制容积造型美观
- 可选择硫酸铵处理以提升表面阻力
- 可按需求定制包装
- 生产基地分布于欧洲、美洲和亚洲，以此减轻风险

欧洲/亚洲

**Gerresheimer Boleslawiec (牙管壳)**  
电话 + 48 75 7350 432 · info-tg-euas@gerresheimer.com  
**Gerresheimer Buende GmbH (笔式药筒)**  
电话 + 49 5223 164 0 · info-syringes@gerresheimer.com

美国/加拿大

**Gerresheimer Glass Inc. (Vineland)**  
电话 + 1 856 692 3600 · info-tg-us@gerresheimer.com

墨西哥/  
中南美洲

**Gerresheimer Queretaro**  
电话 + 52 442 441 1102 · info-tg-us@gerresheimer.com

**GERRESHEIMER**

[www.gerresheimer.com](http://www.gerresheimer.com)