

*GERRESHEIMER*



高品质 Gx<sup>®</sup> 玻璃小瓶  
适用于制药和诊断



[www.gerresheimer.com](http://www.gerresheimer.com)

# 初级包装 按需定制

紧密合作、技术支持和全面服务

Gerresheimer 是业界公认的技术领导者，跻身全球市场一流企业之列。根据行业标准或客户具体要求，我们提供 0.6–50 ml 不同设计、反吹或无反吹（欧版和美版）的各式样小瓶。先进生产工艺和在线成像检查系统可确保高效的灌装生产线和冻干流程。

ISO 小瓶



螺纹小瓶



双室小瓶



## 产品特性

- 60 多年的小瓶生产经验
- 小瓶由燧石或琥珀色的水解 I、II、III 级硼硅酸盐玻璃制成
- 膨胀系数为 33 和 51
- 尺寸从 0.6–50 ml 不等
- 13、20、32 mm 瓶口、螺纹瓶口、ISO 和 GPI 标准
- 双入口螺纹功能
- 为实现最佳排空效果进行了内部硅化
- 为减少碱离子释放量进行了硫酸铵处理
- 适用于冻干工艺的优化设计
- 专有外观检验系统可确保外观和容积方面的质量
- 标准 (Standard)、制药 (Pharma) 和超级制药 (PharmaPlus) 产品线可满足您的各种需求
- 符合 cGMP 规定的生产和包装
- 符合 Ph.Eur.、USP、JP、FEUM 规范
- III 型 DMF
- 生产基地分布于欧洲、美洲和亚洲，以此减轻风险
- 提供优质小瓶产品：  
Gx® Armor、Gx® Elite 和 Gx® RTF (预灌装)
- 定制小瓶规格可满足特定需求或新药规格



欧洲/亚洲: Gerresheimer Boleslawiec  
电话 + 48 75 7350 432 · info-tg-euas@gerresheimer.com

美国/加拿大: Gerresheimer Glass Inc. (Vineland)  
电话 + 1 856 692 3600 · info-tg-us@gerresheimer.com

墨西哥/中南美洲: Gerresheimer Queretaro  
电话 + 52 442 441 1102 · info-tg-us@gerresheimer.com

**GERRESHEIMER**

www.gerresheimer.com